


**ÎN SLUJBA  
ANIMALELOR**



**ÎN SLUJBA  
SĂNĂTĂȚII**



**ÎN SLUJBA  
DUMNEAVOASTRĂ**

# SUNTEM ZOETIS

**ZOETIS, PÂNĂ NU DEMULT AFACEREA VETERINARĂ A PFIZER, ESTE O COMPANIE GLOBALĂ SPECIALIZATĂ ÎN SĂNĂTATEA ANIMALELOR, DEDICATĂ SUSȚINERII CLIENȚILOR ȘI AFACERILOR ACESTORA ÎN CELE MAI BUNE MODURI CU PUTINȚĂ.**

Având în spate 60 de ani de experiență, creăm și livrăm medicamente și vaccinuri de calitate, completate de produse de diagnostic și teste genetice, susținute de o gamă largă de servicii. În fiecare zi ne străduim să înțelegem mai bine și să răspundem provocărilor reale cu care se confruntă cei care cresc și îngrijesc animale, într-un mod pe care aceștia îl consideră cu adevărat relevant.

Zoetis (zô-EH-tis), denumirea noastră, își are rădăcina în zo-, des întâlnit în cuvinte precum zoo și zoologie. Derivă din *zoetic*, în traducere „care aparține vieții”. Subliniază dedicarea noastră în susținerea medicilor veterinari și a fermierilor din întreaga lume, care cresc și îngrijesc animalele de care depindem cu toții.





CĂINI ▼



▼ PISICI

## KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC

- **Artrită reumatoidă canină**  
CRF

- **Bruceloză**  
D-TEC CB

- **Dermatofite**  
FUNGASSAY

- **Dirofilarioză**  
DiroCHECK  
Witness Dirofilaria

- **Ehrlichioză**  
Ag Ehrlichia Canis  
Witness Ehrlichia

- **Leishmanioză**  
Ag Leishmania infantum  
Witness Leishmania

- **Maladia lui Carre**  
Titer Check CDV/CPV

- **Parvoviroză**  
Titer Check CDV/CPV  
Witness Parvo

- **Paraziți gastrointestinali**  
Ovatec Plus

- **Rabie**  
Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

- **Reproducție**  
Repro check Relaxin  
Witness Lh  
Witness Relaxin

- **Giardia**  
Witness Giardia

- **Coronavirus Felin (FIP)**  
ViraCHECK CV

- **Dermatofite**  
FUNGASSAY

- **Dirofilarioză**  
DiroCHECK

- **Virusul Imunodeficienței Feline**  
ViraCHECK FIV  
Witness FIV  
Witness FeLV-FIV

- **Virusul Leucemiei Feline**  
ViraCHECK FeLV  
Witness FeLV-FIV  
Witness FeLV

- **Paraziți gastrointestinali**  
Ovatec Plus

- **Rabie**  
Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

- **Reproducție**  
Witness Lh  
Witness Relaxin

- **Giardia**  
Witness Giardia



CÂINI ▼



PISICI

**KITURI RAPIDE DE DIAGNOSTIC**

- Artrită reumatoidă canină  
CRF

- Bruceloză  
D-TEC CB

- Dermatofite  
FUNGASSAY

- Dirofilarioză  
DiroCHECK  
Witness Dirofilaria

- Ehrlichioză  
Ag Ehrlichia Canis  
Witness Ehrlichia

- Leishmanioză  
Ag Leishmania infantum  
Witness Leishmania

- Maladia lui Carre  
Titer Check CDV/CPV

- Parvoviroză  
Titer Check CDV/CPV  
Witness Parvo

- Paraziți gastrointestinali  
Ovatec Plus

- Rabie  
Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

- Reproducție  
Repro check Relaxin  
Witness Lh  
Witness Relaxin

- Giardia  
Witness Giardia

- Coronavirus Felin (FIP)  
ViraCHECK CV

- Dermatofite  
FUNGASSAY

- Dirofilarioză  
DiroCHECK

- Virusul Imunodeficienței Feline  
ViraCHECK FIV  
Witness FIV  
Witness FeLV-FIV

- Virusul Leucemiei Feline  
ViraCHECK FeLV  
Witness FeLV-FIV  
Witness FeLV

- Paraziți gastrointestinali  
Ovatec Plus

- Rabie  
Serelisa Rabies Ab Mono Indirect

- Reproducție  
Witness Lh  
Witness Relaxin

- Giardia  
Witness Giardia



## TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

### ARTRITĂ REUMATOIDĂ CANINĂ

#### CRF® TEST KIT

Testul rapid CRF, un test de tip latex aglutinare pe lamă este o metodologie simplă și practică pentru determinarea Factorului Reumatoid Canin (CRF). Tehnicile sensibile și specifice de analiză imunologică oferite de Synbiotics detectează clinic nivelurile semnificative de FR în mai puțin de 5 minute după pregătirea mostrei.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
CRF®	Latex aglutinare	AUCRF9J	12-24	-

### BRUCELOZĂ

#### D-TEC® CB

Test rapid prin tehnologia de aglutinare pe lamă pentru detectarea anticorpilor anti-Brucella canis în ser.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
D-TEC® CB	RSAT	AUBRC4C/AUBRC4G	10/25	-

### DERMATOFITE

#### FUNGASSAY®

Mediul de testare FUNGASSAY Dermatophyte este un test gata de utilizare, un mediu de cultură care îi oferă medicului veterinar o metodă simplă, rapidă și practică de a confirma diagnosticul infecțiilor determinate de dermatofite. Creșterea speciilor de Microsporum și Trichophyton, fungi patogeni asociați majorității dermato-micozelor în medicina veterinară, va cauza mediul de cultură să își schimbe culoarea din chihlimbar în roșu.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
FUNGASSAY®	Mediu de cultură	AUFUN9C	10	flacon



## TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

### DIROFILARIOZĂ

#### DiroCHEK®

Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenului de *Dirofilaria immitis* forma adultă în ser sau în plasmă.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Număr de plăci
DiroCHEK® lab pack	ELISA	AUDIRIN	144 godeuri	2 (separabile)
DiroCHEK® kilo pack	ELISA	AUDIRIQ	1056 godeuri	11 (separabile și placă întreagă)

#### WITNESS® DIROFILARIA

**WITNESS® DIROFILARIA** este un test simplu, de efectuat în clinică, ce folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration), care detectează prezența antigenelor de *Dirofilaria immitis* asociate dirofilariozei. Testul poate fi utilizat folosind probe de plasma canină, ser sau sânge recoltat pe anticoagulant.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® DIROFILARIA	RIM	câini	AWIDIRE	10 teste	10 minute	sânge recoltat pe anticoagulant, plasmă sau ser	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

### EHRlichioză

#### Ag Ehrlichia canis

Antigen utilizat prin tehnologia de imunofluorescență indirectă pentru detectarea imunologică și a titrului de anticorpi anti-*Ehrlichia canis* în ser canin.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Număr de plăci
<i>Ehrlichia canis</i>	IIF	AEHRAG	-	flacon 1 ml

#### WITNESS® EHRlichIA

**WITNESS® EHRlichIA** este un test simplu, de efectuat în clinică, ce folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration), care detectează anticorpii de *Ehrlichia canis* pentru a identifica rapid câinii infectați cu Ehrlichia. Testul poate fi utilizat folosind probe de plasmă canină, ser sau sânge recoltat pe anticoagulant.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® EHRlichIA	RIM	câini	AWIEHR	5 teste	10 minute	sânge recoltat pe anticoagulant, plasmă sau ser	temperatura camerei (2-25°C)

\*Rapid Immuno Migration



## TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

### LEISHMANIOZĂ

#### Ag *Leishmania infantum* 1 ml

Antigen utilizat prin tehnologia de imunofluorescență indirectă pentru detectarea imunologică și a titrului de anticorpi anti-*Leishmania infantum* în ser canin.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
Ag <i>Leishmania infantum</i> 1 ml	IIF	ALEAIG	-	flacon 1 ml

#### WITNESS® LEISHMANIA

**WITNESS® LEISHMANIA** este un test simplu, de efectuat în clinică, ce folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration), care detectează anticorpii de *Leishmania infantum* din sângele recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmă.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip proba pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® LEISHMANIA	RIM	câini	AWILEI	10 teste	10 minute	sânge recoltat pe anticoagulant, plasmă sau ser	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

### MALADIA LUI CARRE

#### TiterCHEK® CDV /CPV

Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Parvovirusului Canin (CPV) și a celor caracteristici maladiei lui Carre (CDV) în ser.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
TiterCHEK® CDV /CPV	ELISA	AUCDV/CPV1/	32	16 godeuri atât pentru CPV, cât și pentru CDV

### PARVOVIROZĂ

#### TiterCHEK® CDV /CPV

Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Parvovirusului Canin (CPV) și a celor caracteristici maladiei lui Carre (CDV) în ser.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
TiterCHEK® CDV /CPV	ELISA	AUCDV/CPV1/	32	16 godeuri atât pentru CPV, cât și pentru CDV



## TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

### WITNESS® PARVO

**WITNESS® PARVO** este un test simplu, de efectuat în clinică, ce folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration), care detectează toate tulpinile de parvovirus canin ce se regăsesc în probele de fecale. Rezultatele pozitive indică prezența parvovirusului canin.

Rapid: rezultate în mai puțin de 10 minute

Curat: fără pericol de stropire și împrăștiere a probei

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® PARVO	RIM	câini	AWIPARE	5 teste	10 minute	fecale	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

## PARAZIȚI GASTROINTESTINALI

### OVATEC® Plus

Tehnologia de flotare utilizând sulfat de zinc pentru detectarea prezenței ouălor de paraziți intestinali în probele de fecale pentru bovine, ovine, caprine, ecvine, feline și canide.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
OVATEC® Plus	Flotare cu sulfat de zinc	AUOVA9L	50	-

## RABIE

### SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect

Tehnologie imuno-enzimatică semi-cantitativă Mono-godeu pentru detectarea anticorpilor (ser).

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect	ELISA	ASRAB3	192	2





## TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

### REPRODUCȚIE

#### ReproCHEK® RELAXIN

Test imuno-enzimatic pentru detectarea hormonului relaxină în sânge sau plasmă.

#### DIAGNOESTRUS

Metoda de colorare Shorr a secreției vaginale pentru determinarea perioadei de ovulație la cățele.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
ReproCHEK® RELAXIN	ELISA	AUCDV/CPV1/	48	separabile
DIAGNOESTRUS	Colorare Shorr	ADGSC/ADGSR/ACRL	200	-

#### WITNESS® LH

Kitul **WITNESS® LH** oferă măsurători exacte, semi-cantitative ale hormonului luteinizant canin sau felin prin tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration). Deși inițial a fost creat ca un ajutor pentru monitorizarea ovulației la cățele, kitul **WITNESS® LH** poate fi folosit pentru a distinge între femelele care au suferit o ovaro-histerectomie sau cele care sunt intacte din punct de vedere sexual.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS LH	RIM	câini, pisici	AWILH	6 teste	20 minute	ser	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

#### WITNESS® RELAXIN

**WITNESS® RELAXIN** este un test care folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration) pentru a determina gestația la pacientele femele (cățele sau pisici), precum și pentru a face distincție între pseudo-gestație și gestație. Kitul RIM™ măsoară relaxina produsă de placenta aflată în dezvoltare, prin probele de ser și plasmă. *Nu se poate folosi sânge recoltat pe anticoagulant.* Prezența de cantități însemnate ale acestui hormon reprezintă un indicator de încredere pentru confirmarea gestației. Relaxina poate fi detectată în probe biologice cel mai devreme la 20 de zile după ovulație. Procentajul de gestații detectate crește mai târziu pe parcursul gestației când se produce mai multă relaxină.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS RELAXIN	RIM	câini, pisici	AWIREL	5 teste	10 minute	ser sau plasmă	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration



## TESTE RAPIDE PENTRU CÂINI

### GIARDIA

#### WITNESS® GIARDIA

Testul utilizează micro-sfere de polistiren roșu, învelite cu anticorpi monoclonali de *Giardia intestinali*.

Ca metoda de control sunt utilizate și micro-sfere albastre.

Antigenul parazit prezent în probele de fecale, reacționează cu particulele de latex care sunt învelite în anticorpi monoclonali specifici acestui antigen.

Acest complex de particule de antigene latex-anticorpi-paraziți migrează prin zona reactantă printr-un proces cromografic.

În această zonă, anticorpii anti-Giardia reacționează cu complexul de particule de antigene latex-anticorpi-paraziți.

Această reacție generează apariția unei linii roșii/roz.

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS GIARDIA	RIM	câini, pisici	-	5 teste	5 minute	fecale	temperatura camerei (2-25°C)

\*Rapid Immuno Migration



## TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

### CORONAVIRUS FELIN (FIP)

#### **ViraCHEK® CV**

Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor de Coronavirus Felin (FCoV) în ser și plasmă. Inclus în clasificarea largă a FCoV este și Coronavirusul Felin Enteric (FeCV) care este considerat în mod obișnuit a fi precursorul Peritonitei Infecțioase Feline (FIP).

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Număr de plăci
<i>ViraCHEK® CV</i>	ELISA	AUFVCV1M	96 godeuri	1

### DERMATOFITE

#### **FUNGASSAY®**

Mediul de testare FUNGASSAY Dermatophyte este un test gata de utilizare, un mediu de cultură care îi oferă medicului veterinar o metodă simplă, rapidă și practică de a confirma diagnosticul infecțiilor determinate de dermatofite. Creșterea speciilor de Microsporum și Trichophyton, fungi patogeni asociați majorității dermato-micozelor în medicina veterinară, va cauza mediul de cultură să își schimbe culoarea din chihlimbar în roșu.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
<i>FUNGASSAY®</i>	Mediu de cultură	AUFUN9C	10	flacon

### DIROFILARIOZĂ

#### **DiroCHEK®**

Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenului de Dirofilaria immitis forma adultă în ser sau în plasmă.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Număr de plăci
<i>DiroCHEK® lab pack</i>	ELISA	AUDIRIN	144 godeuri	2 (separabile)
<i>DiroCHEK® kilo pack</i>	ELISA	AUDIRIQ	1056 godeuri	11 (separabile și placă întreagă)



## TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

## VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI FELINE

**ViraCHECK® FIV**

Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea anticorpilor Virusului Imunodeficienței Feline în ser, plasmă sau sânge.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Număr de plăci
ViraCHECK® FIV	ELISA	ACFIV3MN	96	1

**WITNESS® FIV**

**WITNESS® FIV** este un test simplu, de efectuat în clinică, ce folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration), care detectează prezența anticorpilor Virusului Imunodeficienței Feline (FIV) în sânge recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmă.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® FIV	RIM	pisici	AWIFIVE	10 teste	10 minute	sânge recoltat pe anticoagulant, plasmă sau ser	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

**WITNESS® FELV-FIV**

**WITNESS® FeLV-FIV** permite detectarea combinată a anticorpilor Virusului Leucemiei Feline (FeLV) antigenul p27 și a anticorpilor Virusului Imunodeficienței Feline (FIV), în sânge recoltat pe anticoagulant, ser sau plasmă. Kitul are la bază tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration).

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® FeLV-FIV	RIM	pisici	AWIFEFIE	10 teste	10 minute	sânge recoltat pe anticoagulant, plasmă sau ser	temperatura camerei
WITNESS® FeLV-FIV	RIM	pisici	AWIFEFITE	30 teste	10 minute	sânge recoltat pe anticoagulant, plasmă sau ser	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration



## TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

### VIRUSUL LEUCEMIEI FELINE

#### ViraCHECK® FeLV

Test rapid imuno-enzimatic indirect pentru detectarea antigenelor Virusului Leucemiei Feline în ser, sânge sau plasmă.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Număr de plăci
ViraCHECK® FeLV lab pack	ELISA	AUFEL1N/AUFEL1O	144	2
ViraCHECK® FeLV kilo pack	ELISA	AUFEL1N/AUFEL1O	960	10

#### WITNESS® FELV

WITNESS® FeLV este un test simplu, de efectuat în clinică, ce folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration), care detectează prezența antigenului p27 FeLV. Acest grup specific de antigene se găsește la niveluri ridicate la pisicile infectate, iar prezența acestuia reprezintă un diagnostic definitiv pentru infecțiile cu virusul FeLV.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® FeLV	RIM	pisici	AWIFELE	10 teste	10 minute	sânge recoltat pe anticoagulant, plasmă sau ser	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

### PARAZIȚI GASTROINTESTINALI

#### OVATEC® Plus

Tehnologia de flotare utilizând sulfat de zinc pentru detectarea prezenței ouălor de paraziți intestinali în probele de fecale pentru bovine, ovine, caprine, ecvine, feline și canide.

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Format
OVATEC® Plus	Flotare cu sulfat de zinc	AUOVA9L	50	-

### RABIE

#### SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect

Tehnologie imuno-enzimatică semi-cantitativă Mono-godeu pentru detectarea anticorpilor (ser).

Produs	Tehnologie	Cod produs	Teste per kit	Număr de plăci
SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect	ELISA	ASRAB3	192	2



## TESTE RAPIDE PENTRU PISICI

### REPRODUCȚIE

#### WITNESS® LH

Kitul **WITNESS® LH** oferă măsurători exacte, semi-cantitative ale hormonului luteinizant canin sau felin prin tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration). Deși inițial a fost creat ca un ajutor pentru monitorizarea ovulației la cățele, kitul **WITNESS® LH** poate fi folosit pentru a distinge între femelele care au suferit o ovaro-histerectomie sau cele care sunt intacte din punct de vedere sexual.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® LH	RIM	câini, pisici	AWILH	6 teste	20 minute	ser	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

#### WITNESS® RELAXIN

**WITNESS® RELAXIN** este un test care folosește tehnologia RIM™ (Rapid Immuno-Migration) pentru a determina gestația la pacientele femele (cățele sau pisici), precum și pentru a face distincție între pseudo-gestație și gestație. Kitul RIM™ măsoară relaxina produsă de placenta aflată în dezvoltare, prin probele de ser și plasmă. *Nu se poate folosi sânge recoltat pe anticoagulant.* Prezența de cantități însemnate ale acestui hormon reprezintă un indicator de încredere pentru confirmarea gestației. Relaxina poate fi detectată în probe biologice cel mai devreme la 20 de zile după ovulație. Procentajul de gestații detectate crește mai târziu pe parcursul gestației când se produce mai multă relaxină.

Extrem de simplu: mai puțin de 15 secunde de muncă

Prietenos pentru pacient: sunt suficienți doar 50 de micro litri de probă

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® RELAXIN	RIM	câini, pisici	AWIREL	5 teste	10 minute	ser sau plasmă	temperatura camerei

\*Rapid Immuno Migration

### GIARDIA

#### WITNESS® GIARDIA

Testul utilizează micro-sfere de polistiren roșu, învelite cu anticorpi monoclonali de *Giardia intestinali*.

Ca metoda de control sunt utilizate și micro-sfere albastre.

Antigenul parazit prezent în probele de fecale, reacționează cu particulele de latex care sunt învelite în anticorpi monoclonali specifici acestui antigen.

Acest complex de particule de antigene latex-anticorpi-paraziți migrează prin zona reactantă printr-un proces cromografic.

În această zonă, anticorpii anti-Giardia reacționează cu complexul de particule de antigene latex-anticorpi-paraziți.

Această reacție generează apariția unei linii roșii/roz.

Produs	Tehnologie	Specia	Cod Produs	Teste per kit	Timp așteptare	Tip probă pentru analiză	Depozitare kit
WITNESS® GIARDIA	RIM	câini, pisici	-	5 teste	5 minute	fecale	temperatura camerei (2-25°C)

\*Rapid Immuno Migration

Informațiile actualizate și detaliate referitoare produsele medicinale veterinare prezentate în acest catalog sunt disponibile pe website-ul

**Agenției Europene a Medicamentelor:**

<http://www.ema.europa.eu/>

sau pe site-ul

**Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar:**

<http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse>

# CATALOG ANIMALE DE COMPANIE

---

Pentru orice informații referitoare la aceste produse medicinale veterinare, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizațiilor de comercializare.

**Zoetis România SRL**

Willbrook Platinum Business & Convention Center

Șos. București Ploiești, nr. 172-176, Corp B, Etaj 5, Sector 1, 013686, București

Tel: +40 21 207 17 70

Fax: +40 21 207 17 71

**ÎN SLUJBA ANIMALELOR. ÎN SLUJBA SĂNĂTĂȚII. ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRĂ.**

**zoetis**